

Sprawa ZP/29/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych**” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr z dnia 573896-N-2020 z dnia 12-08-2020 r. informujemy:

Pytanie:

1. Dotyczy Pakietu 10 Poz. 1 Układ oddechowy:

Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje

patogenne jest dodatek przeciwdrobnoustrojowy oparty na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę personelu oraz pacjentów przedwcześnie urodzonych, których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra oraz czy w ramach profilaktyki zakażeń szpitalnych Zamawiający wymaga aby zaoferowane układy były wykonane z materiału z ochroną przeciwdrobnoustrojową o udowodnionej w badaniach skuteczności? Właściwości dodatku przeciwdrobnoustrojowego opartego na działaniu jonów srebra wpływają na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez patogeny, w tym szczepy bakterii opornych na antybiotyki, grzyby, wirusy i pleśnie.

Zakażenia szpitalne wydłużają pobyt pacjenta w szpitalu, jak też powodują powikłania prowadzące często do niepełnosprawności, przez co zwiększają koszty leczenia. Dodatkowo narażają personel medyczny na kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Natomiast dzięki ochronie przeciwdrobnoustrojowej z wykorzystaniem jonów srebra, która tworzy powłokę na produkcie, na której drobnoustroje nie są w stanie przetrwać, można zredukować liczbę drobnoustrojów nawet o 99,9% i działa ona nieprzerwanie przez cały przewidywany okres użytkowania produktu.

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

2. Dotyczy Pakietu 10 Poz. 1 Układ oddechowy: Prosimy o dopuszczenie komory z jednym płwakiem, który spełnia te same funkcje, co dwa płwaki.


Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

3. Dotyczy Pakietu 10 Poz. 1 Układ oddechowy: Zamawiający nie określił szczegółów dotyczących generatora, zatem prosimy o dookreślenie – czy należy zaoferować zestaw generatora przystosowany do mocowania na mocowaniu paskowym w postaci czepeca do terapii wymiennych, w komplecie znajdując się:

- generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki,
- kołyska do zamocowania generatora na czepecu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym,
- końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozmiarach S, M, L (3 szt.),
- miarka.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

4. Dotyczy Pakietu 10 Poz. 1 Układ oddechowy: Prosimy o doprecyzowanie czy układ ma posiadać kołyskę do zamocowania generatora na paskowym mocowaniu (uprząży), wykonaną z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym, która gwarantuje uzyskanie szczelności poprzez



zmianę pozycji na głowie pacjenta, wymiennie wpływając na redukcję urazów okolic nosa poprzez możliwość zmiany ustawień kąta nachylenia generatora?

Odpowiedź: Tak.

5. Dotyczy Pakietu 10 Poz.6 Paski do mocowania układu oddechowego:

Czy Zamawiający wymaga pasków do mocowania układu oddechowego w postaci czepeczka owijanego wokół głowy pacjenta? Dzięki konstrukcji w postaci opaski można regulować czepeczek do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki i redukując ilość zużywanych mocowań w trakcie terapii, co znacznie obniża koszty leczenia. Ponadto proponowane mocowanie gwarantuje możliwość dostępu do naczyń w dowolnym miejscu na głowie pacjenta, sterowanie szczelnością poprzez tworzenie tzw. garbu lub niecki, zmniejszenia ilości urazów tkanek nosa i powiek oraz obniżenie kosztów ich leczenia, uzyskania takiej stabilności połączeń (ustawienia kąta nachylenia generatora dzięki możliwości utworzenia niecki i garbika), która wpływa na ograniczenie ilości niepowodzeń terapii.

Czepeczek do terapii wymiennych dostępny w rozmiarach XXS-XL.

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

Robert Kozłowski

DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA